


# Purification Strategies

## 纯化策略



imagination at work



# Content

Introduction 介绍

Before Purification... 纯化前的准备

Strategies 纯化策略

Purification of recombinant and native Protein  
纯化实例

How to get desired resolution?

如何取得预期的结果？

Summary 总结



imagination at work

# Content

Introduction 介绍

Before Purification... 纯化前的准备

Strategies 纯化策略

Purification of recombinant and native Protein  
纯化实例

How to get desired resolution?


如何取得预期的结果？

Summary 总结





imagination at work



# Principles of operation for chromatography techniques 层析原理





Gel Filtration  
分子筛




Ion Exchange  
离子交换




Hydrophobic interaction  
疏水层析



Reversed phase  
反相



Affinity  
亲和



# Question

How to use these separation technologies to perform a **SUCCESSFUL** purification ?

如何运用各种分离纯化技术来实现  
**成功** 的分离纯化？

# Content

Introduction 介绍

Before Purification... 纯化前的准备

Strategies 纯化策略

Purification of recombinant and native Protein  
纯化实例

How to get desired resolution?

如何取得预期的结果？

Summary 总结



imagination at work

# 目标: 开发有效的蛋白质分离纯化工艺

- Maintained biological activity 活性
- Sufficient purity and quantity 纯度 & 规模
- Good economy 经济性



# 设定目标：需要的蛋白量








# 终产品纯度要求

## – 一般原则:

Extremely high 极高	High 高	Moderate 中等
<ul style="list-style-type: none"><li>• therapy 治疗用</li><li>• <i>in vivo</i> studies PK/PD 动物实验</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• crystallization for x-ray studies 结晶</li><li>• N-terminal sequencing of an unknown protein N端测序</li><li>• most physical-chemical characterization methods 鉴定</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• antigen for monoclonal antibody production 免疫</li></ul>



# 选择不同规模、不同功能的系统



imagination at work


# 开始纯化之前

## 样品来源

- 原核 or 真核？
- 胞内 or 胞外？细胞破碎？
- 活性, 复性？


## 目标蛋白的性质

- 等电点
- 分子量
- 稳定性 (pH /salt, etc)



# Target protein stability window 目标蛋白的稳定性

Determination of a suitable ammonium sulfate concentration and pH screening range for **HIC**




# 开始纯化之前

## 建立目标蛋白特异性检测方法

- Activity Assay (specific) 快速可靠的活性检测方法  
A rapid and reliable assay for the target protein
- Purity determination 纯度测定方法
  - e.g. SDS-PAGE电泳, HPLC高效液相层析
- Total protein determination 总蛋白测定
  - e.g. colorimetric method 比色法

## 主要杂质的性质及检测方法



# Content

Introduction 介绍

Before Purification... 纯化前的准备

Strategies 纯化策略

Purification of recombinant and native Protein  
纯化实例

How to get desired resolution?

如何取得预期的结果？


Summary 总结



imagination at work

# 策略1：纯化三步曲(CIPP)

## Three phase strategy




# Capture 粗纯

Initial purification of the target molecule from crude or clarified source  
Material 样品为粗料液

Concentration and stabilization

浓缩，稳定蛋白

- e.g. removal of proteases  
去除蛋白酶






# Intermediate purification 中度纯化

Removal of bulk impurities


去除主要杂质



# Polishing 精纯

Final removal of trace contaminants, e.g. structural variants of the target protein

最终去除痕量杂质，如目标蛋白的结构变体等



# Three phase strategy 三步纯化策略

## – Ranking of chromatography techniques


	Technique	Main features	Capture	Intermediate	Polish
离子交换	IEX	high resolution high capacity high speed	★★★	★★★	★★★
疏水	HIC	good resolution good capacity high speed	★★	★★★	★
亲和	AC	high resolution high capacity high speed	★★★	★★★	★★
分子筛	GF	high resolution using Superdex		★	★★★
反相	RPC	high resolution		★	★★★
			粗纯	中度纯化	精纯

# Impact of bead sizes 粒径的影响



## 策略2：步骤越少,收率越高

Yields from multi-step protein purifications



# 纯化表

一种膜结合蛋白, 白细胞三烯 C4 合成酶, 18 kDa protein





宿主: *Pichia pastoris* 毕赤酵母

纯化步骤	体积 ml	蛋白 浓度 mg/ml	总 蛋白量 mg	总活性 μmol	比活 μmol/mg/min	纯化 倍数 fold	活性 收率 %	
匀浆	220	1.7	374	108	0.29	1	100	
溶解	226	1.74	393	314	0.8	2.76	291	100
亲和 1	30	0.13	3.9	76	19.5	67	70.4	24.2
亲和 2	19	0.14	2.9	29	9.6	33	26.8	9.2
脱盐/ 浓缩	1	1.14	1.1	35	28	97	32.6	11.1

## 策略3： 交替运用互补技术,合理衔接

- 将分离机理互补的技术进行组合, 交替运用不同的层析方法 (e.g. IEX, HIC and SEC)
- 减少不同层析技术间的样品处理 (e.g. 浓缩, 置换缓冲液)
- 尽量简单


# 综合考虑起始和结束条件进行衔接

技术				
结合条件	特定条件	低盐	高盐	不结合
洗脱条件	特定洗脱条件	高盐	低盐	常液洗脱
浓度	增加	增加	增加	降低



# 设计合理的纯化路线

捕获  
中度纯化  
精细纯化



**Combine techniques** 使用不同层析技术

complementary selectivities 选择性互补

minimized sample handling 尽量避免样品处理步骤

# 策略4：线性放大

固定以下条件：


1. 相同填料
2. 相同缓冲液
3. 相同线性流速/相同柱高
4. 相同样品浓度和缓冲条件
5. 相同样品体积和柱床体积比例
6. 相同梯度体积和柱床体积比例

放大：

1. 柱直径
2. 体积流速
3. 上样体积



imagination at work



$$\text{线性流速: cm/h} = \frac{\text{ml/min} \times 60}{\text{cm}^2}$$

$$\text{停留时间: min} = \frac{\text{cm} \times 60}{\text{cm/hr}}$$

# Scale-up: 从实验室到工业生产规模




**ÄKTAexplorer**  
快速全自动工艺开拓系统



**ÄKTApilot**  
卫生级中试层析系统




**ÄKTApilot**  
大规模生产层析系统



# Scale-up: 从实验室到工业生产规模

ÄKTA™ explorer10


23.6-ml 柱



10 mm 直径柱

ÄKTA™ process

9.4-litre 柱



FineLINE 200L



imagination at work

## 同一ÄKTA平台上的直接线性放大

# Content

Introduction 介绍

Before Purification... 纯化前的准备

Strategies 纯化策略

Purification of recombinant and native Protein  
纯化实例

How to get desired resolution?

如何取得预期的结果？

Summary 总结





imagination at work

# Protein purification strategies

## 蛋白纯化策略

Native and  
recombinant  
Proteins  
天然和重组  
表达的蛋白



Simple Purification

Affinity + Gel filtration  
High purity

# DAOCS - 纯化策略

## 去乙酰氧化头孢菌素 C 合成酶



# DAOCS – 目标蛋白的性质

参数	数值	对纯化设计的影响
等电点	4.8	在粗纯时使用中性 pH 进行阴离子交换层析
分子量	34 500	用 Superdex™ 75 prep grade 凝胶过滤技术进行精细纯化 (3-70kD)
盐稳定性	>2 M (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	可以使用疏水层析
一般稳定性	容易氧化	在缓冲液中加 DTT 工艺设计重点 <u>缩短整体纯化时间</u>



# DAOCS – 注意事项

在所有缓冲液中加 DTT 使所有半胱氨酸残基保持还原状态, 防止氧化

加入蛋白酶抑制剂以防止蛋白酶解

用 SDS-PAGE 检查每一个组份中 DAOCS

终产品通过酶活测定来确认生物活性

# 样品预处理

细菌菌体重悬于裂解缓冲液中



超声破碎菌体



沉淀DNA (optional)



20,000×g离心澄清

来源:从 *S. Clavuligerus* 克隆得到的DAOCS 基因 和在大肠杆菌的胞浆中扩增


# 选择粗纯的层析技术

pI = 4.8, 阴离子交换:




- 快速, 浓缩
- 样品处理简单

分离机理: 带电性质差异

考虑到DACOS蛋白的酸性 pI 和稳定性, 缓冲液选择中性 pH





# pH的选择 (关键参数)



# ÄKTA 自动缓冲液制备 BufferPrep


Buffer is titrated on pump A  
Pump B controls salt conc.




# 粗纯 - 在 ÄKTA™ 上优化梯度

阴离子交换层析柱: HiPrep™ 16/10 Q XL


线性梯度



阶段梯度



优化梯度



# 选择中度纯化技术


疏水层析HIC:

- 可以跟 IEX 互补衔接, 减少样品处理步骤 (只需加盐)
- DAOCS 在高盐下能保持稳定

分离机理: 疏水性差异

蛋白质疏水性质很难预测: 筛选适合填料

# 中度纯化 - 疏水填料筛选



Columns:

RESOURCE™ ISO 异丙基  
RESOURCE ETH 醚基  
RESOURCE PHE 苯基

Sample vol:

10 ml

Buffer A:

2 M ammonium sulfate,  
50 mM Tris-HCl,  
1 mM EDTA,  
1 mM DTT, pH7.5

Buffer B:

buffer A without  
ammonium sulfate

Flow rate:


3 ml/min

System:

ÄKTA<sub>FPLC</sub>™



# ÄKTA crystal系统 (自动多维纯化)



**Fig 1-1.** Schematic drawing of ÄKTAexplorer 100 together with ÄKTA 3D plus Kit (setup for protocol C: AC-GF).

# 选择精细纯化层析技术


分子筛 SEC:

- 简单
- 有力的补充IEX和HIC


分离机理: 分子量差异

最适合分离二聚体, 寡聚体和聚合物

# DAOCS 纯化 - 结果



# DAOCS 纯化 - 总结




# 层析技术的衔接

粗纯

中度纯化

精纯




Generic purification strategy !  
通用的工艺路线 !

# 从毕赤酵母纯化重组的 $\alpha$ -甘露糖苷酶


Technique		Purification factor	Comment
UF	Ultrafiltration		<i>Y.-F. Liao et al. (1996) J. Biol. Chem. 271, 28348-28358</i>
ALEX	Q Sepharose™ Fast Flow	63	
HIC	Phenyl Sepharose High Performance	622	• Capture with step gradient; 730 mg of total protein applied
GF	Superdex™ 200 prep grade	719	• 83 mg homogenous protein obtained

# 重组人白蛋白的下游纯化工艺



# 层析技术的衔接

捕获  
中度纯化  
精细纯化



Hydrophobic & membrane proteins





# G protein receptor kinase purification

## G蛋白受体激酶的纯化




# Purification of rhGM-CSF (MW14.6k, pI 5.4)

## 重组人粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子




# rhGM-CSF的纯化

## Step 1. Phenyl Sepharose™ 6 Fast Flow (high sub)



## Step 3. Superdex™ 75 prep grade



Step	Total vol ml	Total protein mg	Total Endotoxin EU	Endotoxin Clearance	Total DNA ng	DNA Clearance
Start	4344	490	1828824	-	781920	-
1. HIC	880	220	213840	8.6	405	1931
2. ALEX	620	88	155620	1.4	87	4.66
3. GF	1045	62	9405	16.5	84	1.04




imagination at work

Specific activity of final product : ca.  $3.3 \times 10^7$  units/mg,

# Protein purification strategies

## 蛋白纯化策略

Native and recombinant Proteins  
天然和重组表达蛋白



# 带标签的融合表达的重组蛋白

## 优势:

简单的亲和纯化  
检测方便  
可以进行柱上复性  
产率提高  
(expression/stability)  
溶解度提高/folding

## 劣势:

可能需要去除标签  
标签可能干扰结构或功能

# 不同的标签

## Histidine

- + Small
- + Cleavage often not needed
- + Many references
- + Cheap
- Inclusion bodies
- Non-specific purification

## MBP

- + Increases solubility & yield
- + Specific purification
- Large
- Cleavage often necessary

## GST

- + Increases solubility & yield
- + Specific purification
- Large
- Cleavage often necessary
- Binding capacity

## *Streptag II*

- + Small
- + Cleavage often not needed
- + Very specific purification
- Expensive
- Not many references yet




# 标签蛋白的纯化趋势

- Affinity + gel filtration
- Double tagging → affinity + affinity + gel filtration

# 层析技术的衔接

捕获  
中度纯化  
精细纯化





Proteins with known affinity ligand  
- tagged proteins, antibodies



# Affinity + gel filtration

Automated two-step purification on ÄKTAexpress™



# 双标签得到全长蛋白

**Strep tag II** **Protein X** **(His)<sub>6</sub>**


**Protein:** Strep tag II-Protein X-(His)<sub>6</sub> Mr ≈ 15 000

**Sample:** 15 ml *E. coli* lysate

**System:** ÄKTaexpress™

For two AC steps in series,  
check compatibility of start and  
end buffer conditions

e.g., Strep tag II tagged protein  
binds to StrepTactin™ Sepharose™  
in presence of imidazole



# 需要精细纯化步骤

## Size heterogeneities

Aggregation

Proteolytic fragmentation



**use GF**

## Charge heterogeneities

Heterogeneity in N- or C- terminus

Post-translational modifications

e.g. phosphorylation, glycosylation etc.



**use IEX**



# Content

Introduction 介绍

Before Purification... 纯化前的准备

Strategies 纯化策略

Purification of recombinant and native Protein  
纯化实例


How to get desired resolution?  
如何取得预期的结果?

Summary 总结



imagination at work

# How to get desired resolution?



$$R_s = \frac{V_2 - V_1}{(W_1 + W_2) / 2}$$


Selectivity or Efficiency ?

选择性 or 柱效 ?


# Selectivity 选择性

“Right” technologies and parameters to maximize the differences between proteins !



- Separation technologies 分离技术
- Chromatography media screen 层析填料筛选
- Separation conditions screen 分离条件筛选
- .....





# Separation technologies 分离技术





Gel  
filtration




Ion  
exchange



Hydrophobic  
interaction




Reversed  
phase



Affinity



# Separation media screen 层析填料筛选




Superdex 75分离范围: 3,000~70,000 Da

Superdex 200分离范围: 10,000~600,000 Da



# Separation conditions screen


## 分离条件筛选




# Efficiency 柱效

A powerful tool to improve Resolution !

- “Smaller” media v.s. back-pressure and scale-up
- Uniform media in size distribution
- Good packing or pre-packed column
- Lower flow rate to improve mass transfer



# A **SUCCESSFUL** Purification 成功的纯化



$$R_s = \frac{V_2 - V_1}{(W_1 + W_2) / 2}$$

**Selectivity** 选择性:

- 实现有效分离的前提和基础!

**Efficiency** 柱效:

- 进一步提高分辨率的有力工具!

# Content

Introduction 介绍

Before Purification... 纯化前的准备

Strategies 纯化策略

Purification of recombinant and native Protein  
纯化实例

How to get desired resolution?

如何取得预期的结果？

Summary 总结



imagination at work

# Summary of Strategies 总结

- 纯化前的考虑

- 蛋白来源
- 应用 (纯度要求)
- 目标蛋白和杂质的性质
- 特异性检测方法 (定性, 定量)

- 纯化策略

- 策略1: 纯化三部曲
- 策略2: 步骤越少收率越高
- 策略3: 交替运用互补层析技术, 合理衔接
- 策略4: 线性放大

- 成功的纯化SUCCESSFUL Purification

- 选择性 or 柱效

