# XDM 混合器数据工作站

# DAQ-RW-XDM For 信达生物 M2

## 审核

核准人	部门	日期
Mengjun Tong	Project Management	2020/11/13
Star zhi	Production Department	2020/11/18

## Confidential

# 文件版本历史


版本	日期	修改内容	修改人
REV1.1	2020-11-13	初版	童猛军

# 目录

	XDM 混合搅拌器数据工作站	
	文件版本历史	2
_	- 需求概述	
_	二 实施方案	
	2.1 与 SCADA 通讯示意	4
	2.2 数据采集器(DAQ)安装	
Ξ	三 通讯协议说明	5
	3.1 以太网接□技术规格	5
	3.2 MODBUS-TCP	6
	3.3 从 PC 浏览器监视 XDM 运行数据	g
	3.4 从 PC 浏览器访问 XDM 测量数据文件	9
	3.5 从 XDM 发送数据文件至服务器	10
	3.6 时间同步	
π	四 数据采集精度验收标准	10
	4.1 重量	10
	4.2 搅拌转速	11
	4.3 pH 值采集	12
	4.4 温度采集	12
	4.5 数据采集参数	
	五 设备培训及 <b>IQ/OQ</b>	
六	六 实施周期	13
+	H 立只报价	1/

## 一需求概述

- 1 采集传输 XDM 混合器溶液 pH、温度、重量、 搅拌转 4 个参数
- 2 在 37 台 XDM 混合器控制箱预留窗□安装数据记录仪
- 3 数据传输方式:支持SD卡, Modbus TCP、Web、FTP数据传输、Email
- 4 可以与 SNTP 服务器的时间进行同步
- 5 重量仪表 Tare 功能接□
- 6 搅拌转速控制
- 7 IQ/OQ 验收条件符合重量 转速仪表手册标明的精度误差值
- 8 预留与 DetaV DCS、SCADA 通讯端口



## 2.2 数据采集器 (DAQ) 安装

数据采集器(DAQ)被设计成小体积易于安装在 XDM 控制箱内。DAQ 电源从控制箱内部电源适配器引出,工作时功耗控制在 25w 以内。TCP/IP 数据接口预留,信号线从 XDM 控制箱预留过孔引出。

## 三通讯协议说明

#### 3.1 以太网接□技术规格

#### 基本规格

电气和机械规格:	符合 IEEE 802.3(以太网帧符合 DIX 规格)		
传输媒介类型:	10BASE-T		
协议:	TCP、IP、UDP、ICMP、ARP、FTP、HTTP、SNTP、SMTP		

### 最大连接数和同时连接数

下表所示为最大同时连接数(同时连接的用户个数)、同时使用许可数和每个功能的端口号。

功能	最大同时连接数	同时使用	许可数	端口号
		管理员	员用户	
设定/测量服务器	3	1	2	34260/tcp
维护/诊断服务器	1	1	1	34261/tcp
FTP 服务器	2	2	2	21/tcp
Web 服务器(HTT	TP) 1	-	-	80/tcp
SNTP 服务器	-	-	-	123/udp
Modbus 服务器	2	-	-	502/tcp
仪表信息服务器	-	-	-	34264/udp

#### 3.2 MODBUS-TCP

XDM 数据记录仪可以作为 Modbus 客户端设备连接到 Modbus 服务器设备,并对其内部寄存器进行读写操作。

#### 3.2 . 1 Modbus 客户端功能

#### 基本操作

- ·XDM 记录仪 作为 Modbus 客户端时,定期发送命令与 Modbus 服务器通信。
- ·通过串口通信, Modbus 客户端功能对于 Modbus 主机功能是独立操作的。
- ·支持的功能为"从服务器的输入寄存器和保持寄存器读取数据","向服务器的保持寄存器写入数据"。

#### Modbus 客户端技术规格

通信协议: ModbusTCP

诵信媒介: Ethernet 10Base-T

通信周期: 可选择 1s、2s、5s 和 10s

重试连接: 设置连接失败时, 重试连接的周期。可选范围为 OFF、10s、20s 或 30s、

1min

2min、5min、10min、20min、30min 或1h。

连接超时时间: 1min 但是使用 DHCP 没有建立 IP 地址时,则立即发生通信错误。

命令超时时间: 10s 服务器: 最多 16 个

支持的功能:支持如下 Modbus 客户端功能。服务器必须支持这些功能

功能代码	功能	操作
3	读取保持寄存器	将服务器的保持寄存器的数据读取到通信输入数据
	(4XXXX, 4XXXXX)	
4	读取输入寄存器	将服务器的输入寄存器的数据读取到通信输入数据
	(3XXXX, 3XXXXX)	
16	向保持寄存器写入数据	将其测量值和运算值写入到服务器的保持寄存器
	(4XXXX, 4XXXXX)	

#### 命令

命令类型: W

命令个数:最多16个

将测量通道的测量值写入服务器

将测量通道的测量值写入服务器寄存器

测量值的数据类型为 16 位带符号整型。



## 3.2 . 2 Modbus 服务器功能

Modbus 服务器技术规格 通信协议: ModbusTCP

通信媒介: Ethernet 10Base-T

端口: 502/tcp(默认值)

命令等待时间: 1分钟。但开始接收命令后的接收命令超时时间为10秒。

最大连接数: 2

支持的功能: FX 支持如下功能。

功能代码	功能	操作
3	读取保持寄存器(4XXXXX)	客户端读取通信输入数据。
4	读取输入寄存器(3XXXXX)	客户端读取 XDM 的运算值、测量值、报警和时间数据
6	向保持寄存器写入数据(4XXXXX)	客户端向 XDM 的通信输入数据写入数据
8	回送测试	客户端执行 XDM 回送测试。
16	向保持寄存器写入(4XXXXX)	客户端向 XDM 的通信输入数据写入数据

寄存器分配表(与 Modbus 从机功能时相同)


4 (1 m 2) HPMC (2 m a quanta 2) (A p 2) (HP 2) (HP 2)				
测量通道	测量数据	16 位带符号整数	300001 ~ 300012	
运算通道	运算数据	32 位带符号整数	302001 ~ 302048	
测量通道	报警一览	位字符串	306001 ~ 306003	
运算通道	报警一览	位字符串	306021 ~ 306026	
时间	16 位带符号整数	309001 ~ 309008		
报警状态	位字符串	301001 ~ 301012		
报警状态	位字符串	303001 ~ 303024		
数据类型	号码			
数据	输入寄存器			




通信输入数据	16 位带符号整数	400001 ~ 400024
仪表操作	请参阅"保持寄存器:仪表的操作"	
数据类型	号码	
32 位浮点型	400301 ~ 400348	
数据	保持寄存器	



#### 3.3 从 PC 浏览器监视 XDM 运行数据



#### 3.4 从 PC 浏览器访问 XDM 测量数据文件



**Bio-LC** | service for scientific research

#### 3.5 从 XDM 发送数据文件至服务器

记录内存中的显示数据和事件数据文件、报表数据文件、画面储存文件在生成时可以通过 FTP 自动传输

#### 3.6 时间同步

记录仪时间可以与 SNTP 服务器的时间进行同步,也可以作为 SNTP 服务器。

## 四 数据采集精度验收标准

数据采集(DAQ)精度与面板显示数的偏差应小于对应仪表精度的 50%,数据记录精度决定于仪表本身的测量精度 以及输出信号精度

#### 4.1 重量



Intervalli di uscita: 0 (4) - 20 mA / 0 (2) - 10 VCampo dinamico: 0 - 20,5 mA / 3,8 - 20,5 mA

0 - 10.5 V / 1.5 - 10.5 V

Carico (uscita corrente):  $\leq 500 \ \Omega$ Carico (uscita tensione):  $\geq 2000 \ \Omega$ Risoluzione: 15 bit

Tempo di aggiornamento: 100ms (ciclo di misurazione dell'apparecchio base)


Deriva di temperatura: ≤100ppm/K

Precisione: ± 0,1% del valore finale del campo dinamico

Oscillazione d'uscita : ≤ 10mV

Tensione d'isolamento: 500Vac per 1 minuto o

1kV dc per 1 secondo



输出信号幅值与数显偏差在+-0.1%,记录值与数显值偏差应该落入这个误差范围内。

#### 4.2 搅拌转速

控制	方法	正弦 PWM,压频比,无传感器矢量控制,节能 SVC电机控制和闭环速度矢量控制
	载波频率	216 kHz, 变频器额定值以 4 kH均基础
	频率精度 数字量输入: 模拟量输入: 模拟量输出:	在设定输出频率的 ±0.05%之内 在最大输出频率的 0.5%之内,10位分辨率 满量程的 ±2%,10位分辨率
	速度调节 带滑差补偿的开环: 带编码器:	基本速度的 ±1% (80的速度范围) 基本速度的 ±0.3% (80的速度范围) 基本速度的 ±0.05% (20的速度范围)
	输出电压范围:	0 垤电机额定电压
	输出频率范围:	0500 Hz 可编程)
	效率:	97.5% (典型值)
	停止模式:	多个可编程停止模式,包括 一斜坡、惯性、直流制动和惯性停机
	加速/减速:	四种可独立编程的加速和减速时间。每个时间的可编程范围为 0600 ,s 增量为 0.01 s
	间歇过载时间 标准负载: 重载:	标准负载和重载额定值适用于功率大于 15 HP / 11的变频器 110%过载最多可持续 6%, 150%过载最多可持续 ฬ 150%过载最多可持续 6%, 180%过载最多可持续 ฬ (200%过载可编程)

<sup>\*</sup>表格来源于 PowerFlex525 技术手册

其中模拟输出精度位满量程的+-2%,记录数值与显示数据在此误差范围内视为准确。

# 4.3 pH 值采集

记录仪设备采集 Hamilton arc 数字 pH 电极输出电流信号。

## 4.4 温度采集



记录仪设备记录 pT100 端电压信号,通过内部转换运算记录显示温度值。

## 4.5 数据采集参数

A/D 位数: 16 位

AD 转换精度: +-0.05%

输入电压: AV220v

最高采样速率:10sps

通讯距离:100m

权限管理

配备 PC 数据查看软件 能输出图表打印文件

## 五设备培训及 IQ/OQ

与 XDM 设备进场后同步进行

# 六 实施周期

在签订合同收到预付款后开始计算

设计规划	产品开发测试	现场安装调试 IQ/OQ	
5weeks	5weeks 2weeks		

## 七产品报价

				Bio-LC		
	XD	Mź	敗据	工作站	报价单	
				<u> </u>		
序号	设备名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	Kuber566称重	台	1	4, 500. 00	4, 500. 00	
2	横河信号采集	台	1	14, 000. 00	14, 000. 00	
3	WAG0750通讯模块	台	1	3, 200. 00	3, 200. 00	
4	WAG0750I\0模块	台	1	2, 300. 00	2, 300. 00	
5	Phoenix Contact交换机	台	1	2, 200. 00	2, 200. 00	
6	IP67接头屏蔽数据线	套	1	1, 360. 00	1, 360. 00	
A					27, 560. 00	
			報	证服务费用	•	
序号	材料名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	编程费用	项	1	8, 600. 00	8, 600. 00	
2	IQ/OQ	项	1	4, 200. 00	4, 200. 00	
В	小计				12, 800. 00	
			布	线线路改造费		
序号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	安装调试费	项	1	4, 800. 00	4, 800. 00	
С	小计				4, 800. 00	
D	质保服务费			(A+B+C) *6%		2, 709. 60
Е	税费			(A+B+C+D)*13%		5, 744. 35
F	单套合计			A+B+C+D+E		53, 613. 95
				总价		
G	总计	套	37			1, 983, 716. 22
J	总价去零		(大写)	壹佰玖拾捌萬	叁仟圆整	1, 983, 000. 00
		备注	主: 需分	定制,货期35工作	作日	

付款方式: 预付30%, 发货前支付40%, 剩余30%现场安装验证完毕后支付。

质保期: 两年

公司名称: 上海杰曰电子科技有限公司

统一社会信用代码: 913 1011 8555 9599 79B

地址电话: 上海市青浦工业区北盈路 333 号 3 楼

电话: 021-59700838

开户行:工商银行上海市青湖路支行

账号: 1001091009000009134

联系人: 童猛军 电话: 18621221622 Email: mjtong@bio-lc.com