

## 530S/R, 530S/R2 IP31 530SN/R, 530SN/R2 IP66 手动控制变速泵

- 彩色显示,直观的运行状态显示和中文用户操作界面,减少按键操作次数。
- 可设置三级使用权限。
- 材质和批号。 可更改蠕动泵名称、泵头型号及软管的内径、壁厚、
  - 可根据工艺要求设置多达13种流量单位。
- 可使用对应软管的默认流量或手动进行流量校准。
- 具有MemoDose记忆分装和手动设置主剂量两种分装功能。
- 新型 520R 和 520R2 泵头提供大流量、高精度,可良好地输送剪切敏感性流体。
- 泵头 PPS 压轨和转子,不锈钢滚轮和轴承。泵头盖可安全锁定,并防止撞击。软 管夹座坚固。
- 无刷直流电机, 2200:1 速度控制范围, 0.1% 的速度控制精度。
- 电源有 115/230V 50/60Hz 供选择,可 24 小时工作。
- 另可选用 313/314,505L 和 505CA 泵头。
- 520R 泵头适用 1.6mm 壁厚软管,520R2 泵头适用 2.4mm 壁厚软管。

## 530S/R 和 530SN/R 流量范围 (ml/min)

				软管内径	软管内径和流量(ml/min)	(min)		
软管材质	转速	0.5mm	0.8mm	1.6mm	3.2mm	4.8mm	6.4mm	8.0mm
Neoprene, STA-PURE PFL, STA-PURE PCS, 硅胶管	0.1-220rpm	0.004-9.5	0.01-24	0.04-97	0.18-390	0.40-870	0.7-1500	1.1-2400
Marprene/Bioprene	0.1-220rpm	0.004-9.0	0.01-23	0.04-92	0.17-370	0.38-830	0.38-830 0.67-1500 1.1-2300	1.1-2300

## 530S/R2 和 530SN/R2 流量范围 (ml/min)

				软管	软管内径和流量 (ml/min)	k (ml/min	(		
软管材质	转速	0.5mm C	.8mm	1.6mm	3.5mm 0.8mm 1.6mm 3.2mm 4.8mm 6.4mm 8.0mm 9.6mm	4.8mm	6.4mm	8.0mm	9.6mm
Neoprene, STA-PURE PFL, STA-PURE PCS, 硅胶管	0.1-220rpm	0.1-220ppm 0.004-9.5 0.01-24 0.04-97 0.18-390 0.40-870 0.7-1500 1.1-2400 1.6-3500	.01-24	0.04-97	0.18-390	0.40-870	0.7-1500	1.1-2400	1.6-3500
Marprene/Bioprene	0.1-220rpm	0.1-220pm 0.004-9.0 0.01-23 0.04-92 0.17-370 0.38-830 0.67-1500 1.1-2300 1.5-3300	0.01-23	0.04-92	0.17-370	0.38-830	0.67-1500	1.1-2300	1.5-3300

技术规格	
重量	530S/R 9.82kg, 530SN/R 10.7kg
アナ	530S/R: H158 × W276mm × L321mm; 530SN/R: H158 × W276 × L409mm
工作温度	5-40°C
湿度	IP31: (不结露) 31 C时, 80%; 40 C时, 直线下降至50%
	IP66: (结露)10-100%
控制比率	2200:1
标准	CE, c ETL us
电源	100-120V/200-240V 1ph 50/60Hz, 135VA