




Chromatography terms


层析术语



imagination at work

History of Chromatography

层析技术的历史




1906 - Mikhail Semenovich Tswett (1872-1919)


植物色素分离：碳酸钙吸附剂/石油醚

Purification - a key technology

Wiagra





Principles of operation for chromatography techniques 层析原理





Gel Filtration

分子筛





Ion Exchange

离子交换




Hydrophobic interaction

疏水层析



Reversed phase

反相



Affinity



亲和









Important terms & parameters



重要的术语和参数

- Separation volumes 分离体积
- Resolution 分辨率
- Selectivity 选择性
- Efficiency 柱效
- Symmetry 对称性
- Linear flow rate 线性流速
- Capacity 载量




Separation volumes 分离体积

-  V_o = void volume 外水体积
-  V_R = retention volume or elution volume 保留体积/洗脱体积
-  V_t = total liquid volume of the bed 总液体体积
-  V_i = inner pore volume = $V_c - V_s - V_o$ 内孔体积/内水体积
-  V_c = total geometric volume of the column 柱体积
-  V_s = volume of gel matrix 固相凝胶的体积




Resolution 分辨率（分离峰的能力） the power to separate peaks

Maximum number of peaks
in gel filtration ca 15




Maximum number of peaks in RPC > 150




Remember: we are not purifying peaks, but proteins & peptides!

注意：我们不是在纯化峰，而是纯化蛋白质和多肽！

Resolution factor, R_s 分辨率




$$R_s = \frac{V_2 - V_1}{(W_1 + W_2) / 2}$$




两峰相对于其峰宽而言, 分开的有多远

Resolution: depends on 分辨率取决于 selectivity 选择性 and efficiency 柱效



Selectivity 选择性:

- 峰分离的量度
- 高选择性可以达到基线分离
- 高选择性可以弥补低的柱效
 - 峰体积有可能增加



Efficiency 柱效:

- 峰宽的量度
- 柱效越高峰越窄
- 高柱效需要良好的柱填装技术
- 高柱效有时可弥补选择性不足

Selectivity 选择性

To maximize the differences between proteins !
使得不同蛋白之间的差异最大化!

取决于

- Separation technologies 分离技术
- Chromatography media screen 填料筛选
- Separation conditions screen 参数优化

Efficiency 柱效

A powerful tool to improve Resolution !
提高分辨率的有力工具！


取决于

- **flow rate** 流速
- particle size of matrix 粒径大小
- particle size distribution of matrix 粒径分布
- packing quality of the column 层析柱的装填
- sample volume and viscosity 样品体积和黏度

Band broadening effects


峰展宽的影响因素

Diffusion
along column
(轴向扩散)




增加流速

Mass transfer
(传质阻力)



降低流速


Eddy diffusion
(涡流扩散)



均一的填料
良好填装


Eddy diffusion (涡流扩散)

Particles distribution & packing
填料粒径分布 & 柱装填质量



流速(Flow)对峰宽(Peak width)的影响

峰宽 (HETP)



- Diffusion along column (轴向扩散):
小分子扩散速度快，高流速下峰较窄
- Mass transfer (传质阻力):
小分子传质速度快，低流速下峰较窄
- Eddy diffusion (涡流扩散):
装填良好，均一的球形颗粒使峰较窄

$$H = Ad_p + B/u + Cd_p^2u \quad (\text{层析速率方程})$$


H: 等板高度, d_p : 粒径, u : linear flow 线速度

Ad_p : eddy, B/u : diffusion along column, Cd_p^2u : mass transfer



imagination at work

Efficiency 柱效测定方法



$$N = 5.54 \left(\frac{V_r}{W_{1/2h}} \right)^2$$

$$HETP = L/N$$

N = 理论塔板数 ; L = 柱高


Test: 1% 丙酮溶液

- 大约 0.5% 的柱体积, 0.2 AUFS 在 280 nm
- 或者用 2 M NaCl 用电导检测

建议在检查柱效和寿命时检测

Symmetry: 对称性

the shape of your peak 峰的形状



$$A_s = \frac{b}{a}$$


$A_s = 1$ is perfect shaped
Gauss curve

$A_s > 1$ peak is tailing 拖尾

$A_s < 1$ peak is leading 前倾

A_s 0.8~1.5 一般可以接受!

线性流速 (linear flow rate)




线性速度:

流体前沿沿柱管向下的
迁移速度 (cm/hr)

$$\text{线性流速 (cm/hr)} = \frac{\text{体积流速 (ml/min)} \times 60}{\text{截面积 (cm)}^2}$$

Capacity 载量 (Adsorption chromatography 吸附层析)




Capacity depends on 载量取决于:

- Protein properties 蛋白性质
 - MW分子量, shape形状, charge电荷, hydrophobicity疏水性, etc
- Media properties 填料性质
 - 开孔率,粒径, 配基密度,etc
- Operation parameters 操作条件
 - pH, salt conc.盐浓度, additives添加剂, protein conc.蛋白浓度, temp温度, flow流速

Capacity 载量(mg protein/ml beads)


-Static capacity 静态载量



-Shake & Incubate 混合 & 孵育

-**Dynamic capacity** 动态载量(DBC): 质量传递

-Flow, residence time (停留时间) calculation





$$\text{线性流速 (cm/h)} = \frac{\text{体积流速 (ml/min)} \times 60}{\text{截面积 (cm)}^2}$$

$$\text{停留时间 } T_r \text{ (min)} = \frac{\text{柱高 (cm)} \times 60}{\text{线性流速 (cm/hr)}}$$

Dynamic Capacity (mg protein/ml beads)

动态载量



- Residence time 停留时间 (bed height 柱高, linear flow 线性流速)
- 真实样品 (protein conc. 蛋白浓度, buffer 缓冲液, impurities 杂质成分, temp 温度)
- Good column efficiency 好的柱效

Q & A ?

Please visit:

www.gehealthcare.com/protein-purification