

自动/模拟手动控制变速泵 530UN/R, 530UN/R2 IP66 530U/R, 530U/R2 IP31

- 彩色显示,直观的运行状态显示和中文用户操作界面,减少按键操作次数。
 - 可设置三级使用权限。
- 材质和批号。 可更改蠕动泵名称、泵头型号及软管的内径、壁厚、
- 可根据工艺要求设置多达13种流量单位。
- 可使用对应软管的默认流量或手动进行流量校准。
- 具有MemoDose记忆分装和手动设置主剂量两种分装功能。
- 新型 520R 和 520R2 泵头提供大流量、高精度,可良好地输送剪切敏感性流体。
- 泵头 PPS 压轨和转子,不锈钢滚轮和轴承。泵头盖可安全锁定,并防止撞击。软 管夹座坚固。
- 无刷直流电机,2200:1 速度控制范围,0.1% 的速度控制精度。
- 输入信号 0-10V,4-20mA,输出信号0-10V,4-20mA,0-991Hz。
- 输入: 启/停、方向、泄漏检测、自动/手动转换,脚动开关,均可接受 5V TTL 或 24V 工业逻辑。
- 自动/手动及 4 路输出,5V TTL或24V 工业逻辑控制,用户设定启/停、方向、
- 电源有 115/230V 50/60Hz 供选择,可 24 小时工作
- 另可选用313/314,505L和505CA泵头。
- 520R 泵头适用 1.6mm 壁厚软管,520R2 泵头适用 2.4mm 壁厚软管。

530U/R 和 530UN/R 流量范围 (ml/min)

				软管内径机	软管内径和流量(ml/min)	(uir		
软管材质	转速	0.5mm	0.8mm	1.6mm	0.5mm 0.8mm 1.6mm 3.2mm 4.8mm	4.8mm	6.4mm 8.0mm	8.0mm
Neoprene, STA-PURE PFL, STA-PURE PCS, 硅胶管	0.1-220rpm	0.004-9.5 0.01-24 0.04-97	0.01-24	0.04-97	0.18-390 0.40-870 0.7-1500 1.1-2400	0.40-870	0.7-1500	1.1-2400
Marprene/Bioprene	0.1-220rpm	0.004-9.0	0.01-23	0.04-92	0.1-220rpm 0.004-9.0 0.01-23 0.04-92 0.17-370 0.38-830 0.67-1500 1.1-2300	0.38-830	0.67-1500	1.1-2300
530U/R2 和 530UN/R2 流量范围(ml/min	2 流量范围(ml/min)						

软管内径和流量 (ml/min)

软管材质	转速	0.5mm	0.8mm	0.5mm 0.8mm 1.6mm	3.2mm	3.2mm 4.8mm 6.4mm	6.4mm	8.0mm	9.6mm
Neoprene, STA-PURE PFL, STA-PURE PCS, 硅胶管	0.1-220rpm	0.004-9.5	0.01-24	0.04-97	0.1-220rpm 0.004-9.5 0.01-24 0.04-97 0.18-390 0.40-870 0.7-1500 1.1-2400 1.6-3500	0.40-870	0.7-1500	1.1-2400	1.6-3500
Marprene/Bioprene	0.1-220rpm	0.004-9.0	0.01-23	0.04-92	0.1-220rpm 0.004-9.0 0.01-23 0.04-92 0.17-370 0.38-830 0.67-15001.1-2300 1.5-3300	0.38-830	0.67-1500	1.1-2300	1.5-3300
技术规格									
重量	Ω	530U/R 9.82kg, 530UN/R 10.7kg	32kg, 530	UN/R 10	.7kg				
尺寸	Ωí	30U/R: H1	58 × W2	76mm ×	530U/R: H158 × W276mm × L321mm; 530UN/R: H158 × W276 × L409mm	530UN/F	8: H158 ×	× W276 ×	L409mm
工作温度	Ċ	5-40℃							
湿度	1000	931: (不	结露) 31	℃时,80	IP31: (不结露) 31 C时, 80%; 40 C时, 直线下降至50%	f, 直线下	降至50%		
	ш	P66: (结	(结露) 10-100%	%00					
控制比率	72	2200:1							
标准	O	CE, c ETL us	SI						

100-120V/200-240V 1ph 50/60Hz, 135VA

电源